



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Fisch Eklemlı Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Fisch Eklemli Ekartör

SKU RM-FRWJ-1

\$109 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
2 diş sağ / tırtıklı plak sol — 17 cm	RM-FRWJ-1-1	\$109
2 diş sol / tırtıklı plak sağ — 17 cm	RM-FRWJ-1-2	\$109

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Fisch Eklemli Ekartör, temporal kemik, mastoid ve infratemporal fossanın stabil ve eller serbest şekilde açığa çıkarılmasını sağlamak amacıyla özel olarak tasarlanmış vazgeçilmez bir otolojik ve kafa tabanı cerrahi aletidir. Mafsallı mekanik eklemi ile düzensiz kafatası konturlarına dinamik olarak uyum sağlar, görsel engelleri ortadan kaldırır ve yüksek hızlı drill işlemleri için rijit bir mikrocerrahi koridoru sağlar.

Karmaşık anatomik yaklaşımlarda hassasiyet için üretilen bu Fisch Eklemli Ekartör konfigürasyonu, 17 cm (\$109) standart toplam alet uzunluğuna sahiptir. Çalışma uçları 3:3 yarı keskin diş düzenine sahiptir ve asimetrik bileşen konfigürasyonlarında seçilebilir: sağda 2 diş / solda tırtıklı plak veya solda 2 diş / sağda tırtıklı plak. Bu asimetrik düzenleme, dişli ucun retroauriküler periosta sıkıca ankraj yapmasına olanak tanırken, karşıdaki tırtıklı plağın hassas meatal flebi yırtılmadan nazikçe ekartasyonunu sağlar.

Yansıma yapmayan saten mat yüzeyli tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten işlenen Retractor Maker üretimi Fisch Eklemli Ekartör, tekrarlayan hastane sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretilmiştir; dünya çapındaki KBB ve lateral kafa tabanı cerrahi ünitelerine üstün mekanik stabilite, korozyon direnci ve tam otoklav dayanıklılığı sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest