



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteurs à main Hayes

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Ronald Cameron



Écarteurs à main Hayes

SKU RM-HHR-1

\$49 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
5 ¼" (13.3 cm)	RM-HHR-1-1	\$49
5 ½" (14.0 cm)	RM-HHR-1-2	\$59
6 ¼" (15.9 cm)	RM-HHR-1-3	\$69

DESCRIPTION DU PRODUIT

Les écarteurs à main Hayes sont des écarteurs chirurgicaux manuels spécialisés, conçus pour permettre une exposition atraumatique des tissus mous lors d'interventions délicates de la main, du poignet et en chirurgie plastique reconstructrice. Dotés d'un contour à lame large ergonomique, ces instruments permettent aux chirurgiens d'écarter les berges cutanées, les muscles lombricaux et les gaines tendineuses délicates sans exercer de pression focale excessive.

Conçue pour le dégagement micro-anatomique, la série d'écarteurs à main Hayes est fabriquée en trois longueurs totales : 5 ¼ pouces (\$49), 5 ½ pouces (\$59) et 6 ¼ pouces (\$69). Chaque taille est configurée avec une lame distale à angle large disponible en largeurs de ¾ de pouce et 1-⅞ pouce, offrant une surface de contact stable qui empêche le glissement des tissus tout en maintenant la main du chirurgien hors du champ de vision microchirurgical.

Forgés en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), Retractor Maker fabrique les écarteurs à main Hayes pour garantir un contrôle tactile fiable, une haute résistance à la corrosion et une compatibilité totale avec l'autoclave pour les centres de traumatologie de la main, d'orthopédie et de chirurgie plastique du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest