



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Lone Star Retractor (婦人科および男性泌尿器科用)

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Lone Star Retractor (婦人科および男性泌尿器科用)

SKU RM-LSR-GMU-1

\$399 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Small Ring — 16.6 cm x 16.2 cm (産婦人科/泌尿器科用)	RM-LSR-GMU-1-1	\$384
Standard Ring — 25.3 cm x 11.3 cm (産婦人科/泌尿器科用)	RM-LSR-GMU-1-2	\$399
大リング — 32.5 cm x 18.3 cm (産婦人科/泌尿器科用)	RM-LSR-GMU-1-3	\$414

製品詳細

Lone Star Retractor (婦人科および男性泌尿器科用) は、複雑な尿路婦人科および男性泌尿器科の介入において、遮るもののない術野視認性を確立するために設計された特殊な自動開創器です。関節式の外輪全体に弾性ステイフックを固定することで、多方向へのハンズフリー開創を可能にし、助手の疲労を軽減しながら、繊細な生殖器や会陰組織を保護します。

骨盤や鼠径部の解剖学的構造にシームレスに適応するよう設計されたこの Lone Star Retractor (婦人科および男性泌尿器科用) フレームは、患者の会陰部や下腹部に沿って平らにフィットする関節式のヒンジ構造を採用しています。統合された外周ノッチは弾性ステイを微細な増分位置で確実にロックし、術者が粘膜弁の裂傷や局所的な虚血を引き起こすことなく、張力のベクトルを容易に調整することを可能にします。

医療グレードのアルマイト処理アルミニウムとプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用し、反射のないサテン仕上げが施された Retractor Maker の Lone Star Retractor (婦人科および男性泌尿器科用) は、未滅菌の状態で個別の保護ボックスに同梱され、完全にオートクレーブ可能です。外科センターにとって不可欠で耐久性の高い骨盤開創プラットフォームを提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest