



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель Feler-Ducker Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ранорасширите ль Feler-Ducker Retractor

SKU RM-FDR-1

\$109 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Option A — 54×25 mm Слева / 76×38 mm Справа	RM-FDR-1-1	\$109
Option B — 76×38 mm Слева / 54×25 mm Справа	RM-FDR-1-2	\$109

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ранорасширитель Feler-Ducker Retractor — это специализированный нейрохирургический и спинальный инструмент, разработанный специально для обеспечения стабильного и свободного доступа во время задней декомпрессии позвоночника, ламинэктомии и установки электродов стимулятора спинного мозга. Благодаря асимметричным лопаткам, соответствующим неровным контурам параспинальных тканей, этот инструмент удерживает плотные мышцы, не создавая чрезмерного локального давления на ткани.

Созданный для точного анатомического доступа, данный вариант Feler-Ducker Retractor имеет общую длину 15.3 cm (\$109). Хирурги могут выбирать между двумя вариантами асимметричных комбинаций (левая/правая): левая 54 mm × 25 mm в сочетании с правой 76 mm × 38 mm, или левая 76 mm × 38 mm в сочетании с правой 54 mm × 25 mm. Стандартные производственные серии также включают форматы 50 mm × 10 mm и 70 mm × 10 mm. Встроенный храповой механизм поддерживает постоянную контракцию, избавляя ассистента от необходимости удерживать инструмент вручную.

Изготовленный из высококачественной медицинской нержавеющей стали с антибликовым сатинированным покрытием, Retractor Maker производит Feler-Ducker Retractor в соответствии со строгими клиническими допусками, обеспечивая высокую коррозионную стойкость, плавную работу храповика и полную пригодность к автоклавированию для операционных залов спинальной хирургии по

всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest