



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Reich Condyle Retraktörü

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Reich Condyle Retraktörü

SKU RM-RCR-1

\$49 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
18 cm Toplam Uzunluk — 80° veya 110° profil	RM-RCR-1-1	\$49
19 cm Toplam Uzunluk — 80° veya 110° profil	RM-RCR-1-2	\$59

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Reich Condyle Retraktörü; mandibula kondili ve subkondiler boyun çevresinde güvenli kemik kaldırıcı ve yumuşak doku deplasmanı sağlamak için özel olarak tasarlanmış uzmanlaşmış bir oral, maksillofasiyal ve temporomandibular eklem (TME) cerrahi retractor'dur. Anatomik kancalama açısıyla tasarlanan bu alet, cerrahların kondil boynuna temiz bir şekilde dolanmasını sağlayarak subkondiler osteotomiler sırasında internal maksiller arter, pterygoid pleksus ve fasial sinir dallarını korur.

Son derece dayanıklı ve korozyona dirençli bir gövdeye sahip olan bu Reich Condyle Retraktörü serisi, iki farklı toplam uzunlukta mevcuttur: Standart TME yaklaşımları için 18 cm (\$49) ve daha derin operasyon alanları için 19 cm (\$59). Birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen çalışma ucu, sipariş parametrelerinden seçilebilen iki farklı açılanma sunar: Submandibüler yaklaşımlar için 80 Derecelik profil düzeni veya preauriküler TME maruziyetleri için optimize edilmiş 110 Derecelik profil düzeni. Ergonomik sapı, cerrahi asistanlar için yorulmadan manuel manivela gücü sağlar.

Parlamayı önleyen saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker üretimi Reich Condyle Retraktörü, ağır mekanik yüklere ve tekrarlanan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretilmiştir; dünya çapındaki oral, maksillofasiyal ve kraniyofasiyal cerrahi merkezlerine olağanüstü dayanıklılık, korozyon direnci ve tam otoklav güvenilirliği sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest