



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Martin Arm Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Martin Arm Retractor

SKU RM-MAR-1

\$799 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Kupplung	Wird sicher an der Seitenschiene des OP-Tisches festgeklemmt und fixiert die L-Stange.
1	L-Stange	Wird in die Kupplung eingesetzt und dient als primäre vertikale und horizontale Stützstruktur.
1	Gelenkarm	Wird mit der L-Stange verbunden, um eine mehrachsige Bewegung und arretierte Positionierung für Instrumente über dem OP-Feld zu ermöglichen.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Martin Arm Retractor ist eine unverzichtbare tischmontierte mechanische Haltevorrichtung, die darauf ausgelegt ist, die Belastung der Assistenten zu eliminieren und eine zitterfreie Instrumentenstabilität bei offenen und laparoskopischen Eingriffen zu garantieren. Durch die direkte Verankerung an Standard-Zubehörschienen des Operationstisches dient diese starre Plattform als zuverlässiger statischer Haltearm für schwere Geweberetraktoren, Endoskope und Kameraköpfe.

Konzipiert für eine nahtlose multiplanare Positionierung, umfasst der Martin Arm Retractor eine universelle Schienenkupplung, eine hochbelastbare vertikale und horizontale L-förmige Haltestange sowie einen fortschrittlichen Friktionsgelenkarm. Mit einer 360-Grad-Rotationsflexibilität über mehrere Gelenke hinweg kann der Chirurg Retraktorblätter oder Diagnostikoptiken in jedem präzisen Winkel positionieren und diese über einen ergonomischen zentralen Spanngriff sicher arretieren.

Hergestellt aus nichtmagnetischem, medizinischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit blendfreiem Satin-Finish, liefert Retractor Maker den Martin Arm Retractor unsteril und voll autoklavierbar in einer schützenden Aufbewahrungsbox, was eine robuste klinische Langlebigkeit für chirurgische Einrichtungen

weltweit gewährleistet.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest