



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur d'uvule Goodyear

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur d'uvule Goodyear

SKU RM-GUR-18-1

\$34 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
6 1/4 in (15.9 cm)	RM-GUR-18-1-1	\$26
7 3/8 in (18.7 cm) — Standard, 15 mm blade	RM-GUR-18-1-2	\$34

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur d'uvule Goodyear est un instrument de chirurgie oto-rhino-laryngologique spécialisé, conçu spécifiquement pour assurer une rétraction et une déflexion sûres et non traumatiques de la luette et du voile du palais lors des interventions pharyngées et palatines. Conçu avec une lame distale anatomiquement courbée, cet instrument permet aux chirurgiens ORL de déplacer les plis muqueux en douceur, établissant un champ visuel ouvert sur le pharynx postérieur sans provoquer d'ecchymoses tissulaires ou d'œdème uvulaire.

Conçu pour un contrôle intra-oral exceptionnel, cette configuration de l'écarteur d'uvule Goodyear présente une longueur totale d'outil de 18 cm (\$34) qui assure une portée et une maniabilité adéquates tout en maintenant les mains du chirurgien hors de la ligne de mire. Son extrémité active intègre un profil de lame lisse de 15,0 mm de large, spécifiquement profilé pour bercer la luette en toute sécurité sans pincement focal. Le manche équilibré offre aux assistants chirurgicaux un levier manuel sans fatigue tout au long des interventions sur les adénoïdes et le palais.

Forgé à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) supérieure avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur d'uvule Goodyear pour résister aux cycles de stérilisation hospitaliers répétitifs, offrant aux blocs opératoires ORL, aux cliniques externes et aux centres de chirurgie plastique une résistance élevée à la corrosion, une rigidité structurelle inébranlable et une durabilité totale en autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest