



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Nasal Barsky

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Nasal Barsky

SKU RM-BNR-1

\$64 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Separador Nasal Barsky	Longitud de 3 ¾" (9.5 cm), hoja de 10 × 55 mm	\$64
Funda / Caja protectora	Empaque de transporte individual	\$64

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Nasal Barsky es un retractor manual especializado para cirugía plástica y reconstructiva, diseñado para ofrecer una retracción tisular suave en superficies amplias durante rinoplastias y reparaciones de paladar hendido. Diseñado con un perfil de hoja alargada, este instrumento distribuye la presión de sujeción de manera uniforme a través de la pared nasal, previniendo la isquemia cutánea localizada y el desgarro de la mucosa durante disecciones delicadas.

Fabricado para procedimientos faciales delicados, esta configuración del Separador Nasal Barsky presenta una longitud total de 3 ¾" (9.5 cm) con una hoja de 10 mm de ancho por 55 mm de largo. Su amplia superficie permite a los equipos quirúrgicos elevar de forma segura el cartílago nasal lateral y la base alar, estableciendo una visión clara de los cartílagos laterales inferiores y las bóvedas vestibulares sin obstruir los instrumentos quirúrgicos.

Mecanizado a partir de Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico con un acabado mate satinado libre de reflejos, Retractor Maker fabrica el Separador Nasal Barsky bajo estrictos estándares clínicos, proporcionando a las salas de cirugía plástica y otorrinolaringología un instrumento totalmente autoclavable y resistente a la corrosión, listo para el uso operatorio diario.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest