



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Leaflet Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Leaflet Retractor

SKU RM-LFR-22-1

\$49 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	5.0 mm Breites Blatt	Gesamtlänge: 22 cm · Primäre klinische Rolle: Pädiatrische Herzklappenchirurgie, Kommissurotomie und Inspektion der Aortenkuspis · Preis (USD): \$49.00
1	8.0 mm Breites Blatt	Gesamtlänge: 22 cm · Primäre klinische Rolle: Mitralklappenretraktion bei Erwachsenen und Freilegung der subvalvulären Sehnenfäden · Preis (USD): \$49.00
1	Schutzhülle / Box	Gesamtlänge: Standard-Transportverpackung · Primäre klinische Rolle: — · Preis (USD): Inklusive

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Leaflet Retractor ist ein unverzichtbares kardiovaskuläres chirurgisches Instrument, das speziell für die sichere, atraumatische Retraktion und Manipulation von Aorten-, Mitrал- und Trikuspidalklappen-segeln bei Rekonstruktionen am offenen Herzen entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem ultra-glatten distalen Paddel, ermöglicht dieses Instrument dem Herzchirurgen die Inspektion des Subvalvularapparates, der Kommissuren und der Chordae tendineae, ohne Kontusionen oder Risse an den Klappen-segeln zu verursachen.

Konzipiert für Mikropräzision in tiefen Herzkammern, behält dieser Leaflet Retractor ein gleichmäßiges Längsprofil von 22 cm (\$49) bei, wodurch die Hände des Assistenten weit außerhalb des intrakardialen Operationsfeldes bleiben. Das aus hochwertigem chirurgischem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) handgefertigte Instrument wird mit zwei verschiedenen Blattbreiten geliefert: ein 5.0 mm breites Blatt für pädiatrische Klappen und schmale kommissurale Korridore sowie ein 8.0 mm breites Blatt für die Deflektion von Aorten- und Mitralklappen-segeln bei Erwachsenen. Der ausbalancierte Flachgriff sorgt für eine ermüdungsfreie manuelle Hebelwirkung und hohe taktile Sensibilität bei komplexen

Nahttechniken.

Mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish geschmiedet, fertigt Retractor Maker den Leaflet Retractor so, dass er wiederholten Autoklavierzyklen standhält. Dies bietet herzchirurgischen Abteilungen weltweit eine außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit, unnachgiebige strukturelle Steifigkeit und vollständige klinische Langlebigkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest