



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Kit de rétracteurs Stieber Rib Grip

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Kit de rétracteurs Stieber Rib Grip

SKU RM-SRGRK-4999-1

\$4,999 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Plate-forme centrale Lees	Connecte la barre transversale principale à l'attachement spécialisé à bras double Hydra Yoke
1	Bras double Hydra Yoke	Convertit une configuration à un seul poteau en un cadre rigide à bras double pour un accès bilatéral
1	Poteau vertical avec écrou à oreilles	Poteau de support vertical standard ; doit être monté sur le côté gauche de la table
1	Poteau vertical avec encoche en V	Poteau vertical à double ancrage offrant un équilibre du cadre et une stabilité anti-rotation
1	Barre horizontale en deux pièces	Barre transversale horizontale robuste qui se verrouille sur la partie supérieure de la poitrine/de l'abdomen
2	Pinces de rail Swinger 3/D rainurées	Verrouille solidement les poteaux de support verticaux directement sur les rails du lit d'opération
1	Petite plate-forme Stieber (gauche)	Boîtier de cliquet qui guide la lame de rétracteur gauche vers l'avant ou l'arrière
1	Petite plate-forme Stieber (droite)	Boîtier de cliquet qui guide la lame de rétracteur droite vers l'avant ou l'arrière
1	Grande plate-forme Stieber (gauche)	Aile anatomique extérieure offrant un levier structurel sur le champ opératoire gauche

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Grande plate-forme Stieber (droite)	Aile anatomique extérieure offrant un levier structurel sur le champ opératoire droit
2	Poignées tournantes Stieber	Poignées de manœuvre insérables utilisées pour avancer ou rétracter manuellement les lames à cliquet
1	Aiguille Stieber	Outil d'aiguille de réglage spécialisé utilisé pour verrouiller ou desserrer solidement les assemblages de plate-forme
2	Lame à cliquet Stieber (taille 4A)	Lame structurelle robuste de profondeur moyenne (livrée avec des poignées de type A ou B)
2	Lame à cliquet Stieber (taille 5A)	Lame structurelle robuste de profil profond (livrée avec des poignées de type A ou B)
1	Rangement / Boîte de protection	Boîtier de transport et de rangement robuste standard
Type de Connexion Mécanique	Variante de Poignée de Lame	Détail de la Plage de Mouvement
Configuration à goupille fixe / permanente	Poignées de Type A	Restreint la rotation de la lame strictement le long d'un seul plan plat
Extrémité fendue / Interchangeable	Poignées de Type B	Permet une rotation multi-plans complète ; idéal pour le levage de marges costales tenaces

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le kit de rétracteurs Stieber Rib Grip est un système de levage sous-costal monté sur table de renommée internationale, conçu spécifiquement pour fournir une élévation sûre et puissante de la marge costale et une exposition abdominale supérieure étendue lors des résections hépatiques, des transplantations et de la chirurgie gastro-intestinale supérieure complexe. Conçu avec un cadre bilatéral ultra-rigide qui se monte directement sur les deux rails latéraux de la table d'opération, ce kit applique une traction mécanique continue vers le haut et vers l'extérieur le long de l'arcade costale inférieure, exposant le dôme hépatique, la veine cave inférieure et les espaces sous-diaphragmatiques sans nécessiter de traction manuelle par les assistants chirurgicaux.

Conçu selon les spécifications cliniques, ce kit complet de rétracteurs Stieber Rib Grip (4 999 \$) intègre un assemblage mécanique multi-composants étendu. Fabriqué à la main en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), le système comprend une plate-forme centrale Lees, un bras double Hydra Yoke, un poteau vertical avec écrou à oreilles pour un montage côté gauche du lit, un poteau vertical anti-rotation avec encoche en V, une barre horizontale robuste en deux pièces se verrouillant sur la partie supérieure de la poitrine/de l'abdomen, et deux pinces de rail Swinger 3/D rainurées. La distraction opératoire est contrôlée par des petites plates-formes à cliquet appariées (gauche et droite), des grandes plates-formes à

levier anatomiques appariées (gauche et droite), deux poignées tournantes Stieber insérables et un outil d'aiguille de réglage dédié. Le système comprend deux lames à cliquet de taille 4A de profondeur moyenne et deux de taille 5A de profil profond, sélectionnables avec des poignées de type A (goupille fixe/permanente) ou de type B (à fente/interchangeables à rotation multi-plans complète).

Forgé avec une finition mate satinée anti-reflet, Retractor Maker fabrique le kit de rétracteurs Stieber Rib Grip pour résister à des charges de levage massives et à des cycles d'autoclave hospitaliers répétitifs, offrant aux suites de transplantation hépatique, aux salles de chirurgie hépatobiliaire et aux blocs opératoires d'oncologie du monde entier une rigidité structurelle exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une durabilité complète en autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest