



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Sistema Separador Valve XS

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Sistema Separador Valve XS

SKU RM-VXRS-1

\$999 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Sistema de retracción Valve XS para abordaje lateral	Configuración de doble articulación
1	Valva con cierre de bola	53 × 36 mm
1	Accesorio para separador costal lateral (Maleable)	60 × 35 mm
1	Abrazadera de conexión Valve XS Tipo B	Abrazadera estructural
1	Varilla de retracción	9" (230 mm)
1	Separador para MICS CABG	Componente dedicado
1	Instrumento aplicador para valva de elevación del atrio	Herramienta de aplicación dedicada
1	Valva única	30 × 35 mm
1	Valva única	40 × 35 mm
1	Valva única	50 × 35 mm
1	Valva única	60 × 35 mm
1	Valva única	70 × 35 mm
1	Caja de esterilización	Contenedor de almacenamiento

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El sistema separador Valve XS es una plataforma avanzada de retracción torácica y cardíaca diseñada específicamente para procedimientos valvulares mínimamente invasivos realizados a través de una pequeña minitoracotomía lateral. Mediante el uso de un marco separador articulado de doble junta, este sistema crea un corredor quirúrgico amplio al tiempo que minimiza la apertura costal intercostal y previene fracturas de costillas.

Diseñado para intervenciones coronarias y valvulares de precisión, el sistema separador Valve XS incluye un marco separador de abordaje lateral de doble articulación, una abrazadera de conexión Tipo B, una varilla de retracción de 9 pulgadas (230 mm), un separador MICS CABG dedicado y un instrumento especializado para la aplicación del elevador de atrio. El juego de valvas incluye una valva con cierre de bola de 53 × 36 mm, un accesorio costal lateral maleable (60 × 35 mm) y cinco valvas progresivas que van desde 30 × 35 mm hasta 70 × 35 mm para adaptarse a las profundidades torácicas específicas del paciente.

Fabricado íntegramente en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico no magnético con un fino acabado satinado, Retractor Maker suministra el sistema separador Valve XS no estéril y totalmente autoclavable dentro de un contenedor de esterilización de aluminio reforzado, garantizando una rotación rápida de las bandejas y durabilidad a largo plazo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest