



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Влагалищное зеркало-подъемник Kristeller

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Влагалищное з еркало-подъем ник Kristeller

SKU RM-KVR-1

\$44 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТ ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Узкие клинки (75×10, 110×14, 110×17 mm)	Доступная длина: 18 см или 22 см · Основная роль: педиатрия, нерожавшие пациентки и осмотр узкого влагалищного канала · Цена (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Средние клинки (75×23, 80×25, 115×23 mm)	Доступная длина: 18 см или 22 см · Основная роль: стандартный гинекологический осмотр взрослых и малые операции на тазовом дне · Цена (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Широкие/Глубокие клинки (100×32, 115×26, 115×29, 115×32 mm)	Доступная длина: 18 см или 22 см · Основная роль: глубокая пластика тазового дна и влагалищная гистерэктомия у рожавших пациенток · Цена (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Защитный чехол / коробка	Доступная длина: Стандартная транспортировочная упаковка · Основная роль: — · Цена (USD): Включено

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Влагалищное зеркало-подъемник Kristeller является базовым гинекологическим хирургическим инструментом, разработанным специально для широкого атравматичного смещения стенок влагалища и тазового дна во время диагностических и оперативных вмешательств. Благодаря плавному контуру желобоватого клинка, этот инструмент аккуратно оттесняет слизистую оболочку влагалища, создавая широкий визуальный коридор к шейке матки и сводам без риска повреждения тканей.

Серия зеркал Kristeller от Retractor Maker, созданная для полной клинической адаптивности, изготавливается вручную из высококачественной немецкой хирургической нержавеющей стали в двух вариантах длины: 18 см (\$44) и 22 см (\$49). Хирурги могут выбрать подходящий размер из матрицы десяти рабочих частей длиной от 75 mm до 115 mm и шириной от 10 mm до 32 mm: 75 × 10 mm, 75 × 23 mm, 80 × 25 mm, 100 × 32 mm, 110 × 14 mm, 110 × 17 mm, 115 × 23 mm, 115 × 26 mm, 115 × 29 mm и 115 × 32 mm. Эргономичная рукоятка обеспечивает надежный рычаг для ассистента.

Инструмент имеет антибликовое сатинированное покрытие. Retractor Maker производит зеркала Kristeller с расчетом на многократные циклы стерилизации, обеспечивая акушерским, гинекологическим и урогинекологическим отделениям исключительную долговечность, коррозионную стойкость и полную пригодность для автоклавирования.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest