



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Ters Hohmann Ekartörü

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ters Hohmann Ekartörü

SKU RM-RHR-85-1

\$69 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Ters Hohmann Ekartörü	8 ½" (21.59 cm) uzunluk, asimetrik kör dişli bıçak, pencereci sap	\$69
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$69

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Ters Hohmann Ekartörü, standart kaldıraçlı ekartörlerin cerrahi görüş hattını engellediği dar eklem boşluklarında güvenilir kemik kaldıraç ve yumuşak doku deplasmanı sağlamak için özel olarak tasarlanmış uzman bir ortopedik cerrahi alettir. Tersine çevrilmiş bıçak kavisi ile tasarlanan bu ekartör, cerrahların femoral veya tibial korteksleri temiz bir şekilde manivela yapmasına olanak tanıyarak ağır kas düzlemlerini yumuşak doku laserasyonu riski olmadan eklem kapsülünden uzaklaştırır.

Mükemmel korozyon direnci sağlarken yüksek frekanslı sterilizasyona ve otoklav işlemlerine dayanacak şekilde üretilen bu özel Ters Hohmann Ekartörü konfigürasyonu, 8 ½ inç (21.59 cm) toplam alet uzunluğuna sahiptir. Birinci sınıf ameliyathane kalitesinde Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen çalışma ucu geometrisi, periostu delmeden kemik sınırlarını güvenli bir şekilde kavrayan pürüzsüz kör dişlerle sonlandırılmış asimetrik dik açılı bir bıçak içerir. Sap tertibatı, alet ağırlığını azaltırken manuel kontrolü maksimize eden tek uçlu bir şasiye entegre edilmiş pencereci (fenestrated) bir kavrama çerçevesine sahiptir.

Parlamayı önleyen saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Ters Hohmann Ekartörü'nü yüksek ortopedik torka ve tekrarlanan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üreterek dünya çapındaki eklem rekonstrüksiyonu ve travma cerrahisi sütlerine olağanüstü mekanik stabilite, korozyon direnci ve tam klinik dayanıklılık sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest