



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Спинальный ретрактор Taylor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Спинальный ретрактор Taylor

SKU RM-TSR-1

\$74 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
7 ¼" (18.42 cm) — 3" (7.62 cm) depth — Цервикальная и торакальная задняя ламинэктомия, подростковая спинальная хирургия	RM-TSR-1-1	\$74
7 ½" (19.05 cm) — 3" or 4" depth — Стандартная поясничная ламинэктомия и дискэктомия у взрослых	RM-TSR-1-2	\$79
8.0" (20.32 cm) — 4" (10.16 cm) глубина — Глубокий поясничный спондилодез, бариатрическая хирургия позвоночника и доступ к крестцу	RM-TSR-1-3	\$89

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Спинальный ретрактор Taylor — это классический инструмент для спинальной хирургии, разработанный специально для мощного, нескользящего смещения параспинальных мышц и фиксации за остистые отростки при задних доступах к позвоночнику. Удлиненное прямоугольное лезвие с острым шиповидным наконечником позволяет надежно зацепиться за остистый отросток или края межпозвонковых костей, удерживая массивный слой параспинальной мускулатуры латерально от дуги позвонка.

Серия ретракторов Taylor Spinal Retractor рассчитана на частые циклы автоклавирования и обладает высокой коррозионной стойкостью. Инструмент доступен в трех вариантах общей длины: 7 ¼ дюйма (18.42 cm, \$74), 7 ½ дюйма (19.05 cm, \$79) и 8 дюймов (20.32 cm, \$89). Изготовленные вручную из

немецкой нержавеющей стали премиум-класса, ретракторы предлагаются с двумя вариантами глубины захвата: 3 дюйма (7.62 cm) для стандартного поясничного доступа или 4 дюйма (10.16 cm) для глубоких каналов и пациентов с выраженной мышечной массой. L-образная рукоятка обеспечивает оптимальное положение ладони, высокий контроль тяги и возможность крепления груза.

Матовое антибликовое покрытие Satin Matte позволяет Retractor Maker выпускать инструменты, способные выдерживать колоссальные ручные нагрузки, сохраняя структурную жесткость. Это идеальный выбор для нейрохирургических и ортопедических операций по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest