



製品パンフレット

Scoville 神経根レトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Scoville 神経根レトラクター

SKU RM-SNRR-235-1

\$29 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Scoville 神経根レトラクター	全長 23.5 cm、角度付き輪郭チップ、細身のシャフト	\$29
保護スリーブ / ボックス	輸送用個別パッケージ	\$29

製品詳細

Scoville 神経根レトラクターは、後方腰椎椎間板ヘルニア摘出術において、走行する神経根や硬膜嚢を安全かつ非侵襲的に圧排・保護するために設計された、世界的に高く評価されている脳神経外科および脊椎外科用レトラクターです。細身で長い本体シャフトを採用することで、顕微鏡下の視界を妨げたりマイクロ器具の操作を制限したりすることなく、深い椎間板の術窓で脊椎外科医が快適に執刀できるように設計されています。

本製品は専門的なプレミアム手術室グレードの神経根レトラクターに分類され、全長は 23.5 cm (\$29) です。錆や欠陥に対する永久保証を提供するプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用し、職人の手によって作られています。その構造的幾何学形状は、神経線維を滑らかに保持するために特別に設計された角度付きの先端を備え、局所的な牽引性神経麻痺や硬膜の裂傷を防ぎます。人間工学に基づいたフラットハンドルは、洗練された触覚フィードバックを提供します。

反射を抑えたサテンマット仕上げで鍛造された Retractor Maker 社製の Scoville 神経根レトラクターは、高頻度のオートクレーブ滅菌に耐え得るよう製造されており、世界中の脳神経外科、脊椎センター、整形外科の手術室に、優れた耐久性、耐食性、および完全な再処理耐性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest