



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Richardson con Mango en Anillo

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Richardson con Mango en Anillo

SKU RM-RRLH-1

\$54 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
9 ½" (24.13 cm) — Hoja curva en ángulo recto, mango en anillo	RM-RRLH-1-1	\$54
10.0" (25.40 cm) — Hoja curva en ángulo recto, mango en anillo	RM-RRLH-1-2	\$59

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Richardson con Mango en Anillo es un separador manual esencial, diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento confiable de tejidos blandos y músculos durante intervenciones abdominales y pélvicas abiertas. Diseñado con una hoja clásica curvada en ángulo recto que termina en un labio de retención descendente, este instrumento permite a los asistentes quirúrgicos aplicar una contratracción manual constante en planos tisulares densos sin provocar deslizamientos ni isquemia marginal.

Construido para soportar altas exigencias físicas y esterilizaciones frecuentes en autoclave manteniendo una total resistencia a la corrosión, esta serie de Separador Richardson con Mango en Anillo se ofrece en dos longitudes totales: 9 ½ inches (24.13 cm, \$54) y 10 inches (25.40 cm, \$59). Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), la geometría de la hoja incorpora un diseño de extremo único en ángulo recto que sujeta con seguridad los vientres musculares y las vísceras. El conjunto del mango presenta una estructura ergonómica de mango en anillo (Loop Handle) adaptada para minimizar la fatiga manual y garantizar un agarre firme durante procedimientos quirúrgicos de larga duración.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflejos, Retractor Maker fabrica el Separador Richardson con Mango en Anillo para resistir ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, proporcionando a los quirófanos de cirugía general, ginecológica y de trauma en todo el mundo una rigidez estructural inquebrantable, alta resistencia a la corrosión y completa fiabilidad clínica.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest