



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Low Profile Fuß- und Sprunggelenks-Retraktor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Low Profile Fuß- und Sprunggelenks-Retraktor

SKU RM-LPFAR-1

\$84 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
7.5 inches	RM-LPFAR-1-1	\$84
8.75 inches	RM-LPFAR-1-2	\$89

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Low Profile Fuß- und Sprunggelenks-Retraktor ist ein unverzichtbares orthopädisch-chirurgisches Instrument, das speziell für eine zuverlässige Knochenhebelung und Weichteilverdrängung in engen podologischen und Sprunggelenksräumen entwickelt wurde. Dank des flachen Schaftprofils ermöglicht dieses Instrument Chirurgen ein komfortables Arbeiten in begrenzten Operationsfeldern, ohne dass sperrige Retraktorkörper chirurgische Bohrer, Schrauben oder die Durchleuchtung behindern.

Um unterschiedlichen Gewebetiefen gerecht zu werden, wird die Low Profile Fuß- und Sprunggelenks-Retraktor-Serie in zwei Gesamtlängen angeboten: 7.5 inches (19.05 cm, \$84) für Eingriffe im Vor- und Mittelfuß sowie 8.75 inches (22.22 cm, \$89) für tiefere Zugänge zum Rückfuß und Sprunggelenk. Handgefertigt aus hochwertigem chirurgischem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), bietet das Instrument strukturelle Blattprofile sowohl in gerader als auch in gebogener Geometrie, um sich komplexen Knochenrändern anzupassen. Die konturierte Schnabelspitze sitzt sicher hinter dem kortikalen Knochen, während der ergonomische Griff eine stetige manuelle Gegentraktion ermöglicht.

Geschmiedet mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish, fertigt Retractor Maker den Low Profile Fuß- und Sprunggelenks-Retraktor so, dass er hohen orthopädischen Drehmomenten und wiederholten Autoklavenzyklen im Krankenhaus standhält. Damit bietet er Spezialisten für Podologie, Trauma und orthopädische Fußchirurgie weltweit unnachgiebige klinische Haltbarkeit und chirurgische Präzision.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest