



# RETRACTOR MAKER

## ÜRÜN BROŞÜRÜ

Ön Kol Döner Bıçaklı Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



## Ön Kol Döner Bıçaklı Ekartör

SKU RM-FSBR-1

**\$74 USD**

### MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

| EBAT / SEÇENEK               | SKU / DETAYLAR                                                  | FİYAT (USD) |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Ön Kol Döner Bıçaklı Ekartör | 5.12" (13.00 cm) bıçak, parmak halkalı sap, cırcır düzeneği — 1 | \$74        |
| Koruyucu Kılıf / Kutu        | Bireysel taşıma ambalajı — 1                                    | \$74        |

### ÜRÜN AÇIKLAMASI

Ön Kol Döner Bıçaklı Ekartör, karmaşık radius ve ulna rekonstrüksiyonları sırasında hedeflenen eklem, yumuşak doku ve kemik distraksiyonunu sağlamak için özel olarak tasarlanmış uzman bir ortopedik ekstremite aletidir. Dönen bıçaklarla tasarlanan bu ekartör, değişen anatomik düzlemlere dinamik olarak uyum sağlayarak cerrahların çevre kas dokusu üzerinde dengesiz kesme kuvvetleri uygulamadan geniş, eller serbest operatif erişim sağlamasına olanak tanır.

Hedeflenen üst ekstremite eklem ve kemik distraksiyonu için üretilen bu Ön Kol Döner Bıçaklı Ekartör konfigürasyonu, 5.12 inç (13.00 cm, \$74) bıçak uzunluğuna sahiptir. Gövde, hedeflenen doku gerginliğini otomatik olarak tutan ve manuel asistan yorgunluğunu ortadan kaldıran entegre çok dişli bir cırcır düzeneği ile eşleştirilmiş ergonomik bir parmak halkası tasarımı içerir. Pürüzsüz, konturlu döner bıçaklar, değişken kemik hatlarına uyum sağlayarak kırık redüksiyonu ve plak fiksasyonu sırasında kazara kaymayı önler.

Yansıma yapmayan saten mat yüzeyli birinci sınıf tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülen Retractor Maker, Ön Kol Döner Bıçaklı Ekartörü tekrarlayan hastane sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretir ve dünya çapındaki ortopedik travma ve el cerrahisi merkezlerine olağanüstü mekanik stabilite, korozyon direnci ve tam otoklav dayanıklılığı sunar.



# TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

## RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

**info@retractormaker.com**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Web Siteleri

**retractormaker.com**  
**retractormanufacturer.com**

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

## BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest