



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador de Pulmón y Músculo Semb

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador de Pulmón y Músculo Semb

SKU RM-SLMR-89-1

\$89 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
25.5 cm Modelo contorneado — 25.5 cm con agarre contorneado	RM-SLMR-89-1-1	\$89
25.0 cm Modelo con mango plano — 25.0 cm con mango plano	RM-SLMR-89-1-2	\$89

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador de Pulmón y Músculo Semb es un retractor quirúrgico torácico reconocido internacionalmente, diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento seguro y de superficie amplia de los lóbulos pulmonares, la musculatura de la pared torácica y estructuras torácicas profundas durante procedimientos de tórax abierto. Diseñado con una hoja anatómica curvada hacia abajo, este instrumento permite a los asistentes quirúrgicos aplicar una contra-tracción sostenida a través de planos de tejido pesado sin causar contusiones pulmonares o desgarros parenquimatosos.

Construido para ofrecer una durabilidad suprema y respaldado por una garantía de por vida contra óxido y defectos, esta serie de Separadores de Pulmón y Músculo Semb ofrece dos configuraciones estructurales principales (\$89). La configuración de 25.5 cm de longitud cuenta con un mango de agarre contorneado especializado que otorga a los asistentes una palanca manual superior y es personalizable en tres anchos de hoja de trabajo distintos: ½ pulgada, ¾ de pulgada y 1 pulgada de ancho. La configuración alternativa de 25.0 cm de longitud presenta un mango plano integrado combinado con una huella de hoja multidimensional que mide ⅝ de pulgada de ancho × 1 ¼ pulgadas de largo. Ambos diseños incorporan bordes de hoja redondeados y atraumáticos para salvaguardar la anatomía cardiopulmonar vital.

Elaborado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), Retractor Maker produce el Separador de Pulmón y Músculo Semb para resistir ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria,

proporcionando a los equipos de cirugía cardiotorácica, vascular y de trauma en todo el mundo una rigidez estructural excepcional, resistencia a la corrosión y una total confiabilidad clínica.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest