



FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Set de Separador Greenberg

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Set de Separador Greenberg

SKU RM-GRK-1

\$3,499 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
2	Abrazaderas primarias de separador Greenberg	Ajuste estándar para cabezal (6 in / 152 mm) — se bloquea directamente en Mayfield o postes de soporte rígidos
4	Abrazaderas secundarias de separador Greenberg	Ajuste de barra estándar (12 in / 305 mm) — conecta las barras primarias y secundarias para construir el marco exterior
4	Brazos retractores largos de separador Greenberg	Longitud 9.5 in (241 mm) — brazos de fricción articulados que sostienen y posicionan las valvas del separador
1	Apoyamanos de separador Greenberg	Longitud 10 in (254 mm) — plataforma de soporte ergonómica para estabilizar las manos del cirujano
1	Bandeja de algodones de separador Greenberg	6.75 in × 3 in (172 mm × 76 mm) — se monta en el marco para sostener cotonoides/algodones empapados en solución salina
1	Estuche de esterilización de separador Greenberg	17 in × 10 in × 2.375 in — caja organizadora perforada de alta resistencia
1	Valva de retracción cónica maleable Greenberg	9 in, ancho $\frac{3}{4}$ in × $\frac{3}{4}$ in (6 × 19 mm) — valva extra ancha para retracción cortical amplia
1	Valva de retracción cónica maleable Greenberg	9 in, ancho $\frac{5}{32}$ in × $\frac{5}{8}$ in (4 × 16 mm) — valva de ancho medio para exposición lobar y subtemporal

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Valva de retracción cónica maleable Greenberg	9 in, ancho $\frac{1}{8}$ in $\times$ $\frac{1}{2}$ in (3 $\times$ 13 mm) — valva estándar para acceso interhemisférico profundo o cisternal
1	Valva de retracción cónica maleable Greenberg	9 in, ancho $\frac{3}{32}$ in $\times$ $\frac{3}{8}$ in (2.4 $\times$ 9.5 mm) — valva cónica fina para vías estrechas de la base del cráneo
1	Valva de retracción cónica maleable Greenberg	9 in, ancho $\frac{1}{16}$ in $\times$ $\frac{1}{4}$ in (1.6 $\times$ 6 mm) — microvalva para retracción delicada de nervios y vasos

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Set de Separador Greenberg proporciona una estructura confiable y altamente versátil para procedimientos neuroquirúrgicos delicados donde la retracción estable y de baja presión de las estructuras cerebrales es fundamental. Diseñado para montarse directamente en los postes de soporte de los cabezales rígidos, esta configuración establece un puente estructural adaptable sobre el sitio de la craneotomía para aislar el movimiento y proteger la anatomía neurovascular.

Equipado para intervenciones neuroquirúrgicas de estándar a complejas, este Set de Separador Greenberg cuenta con dos abrazaderas primarias de 6 pulgadas, cuatro abrazaderas de conexión secundaria de 12 pulgadas, cuatro brazos retractores largos articulados de 9.5 pulgadas y un apoyamanos de 10 pulgadas para estabilizar las manos del cirujano. El kit se completa con una bandeja de algodones integrada y cinco valvas de retracción cónicas maleables de doble extremo que varían desde anchos corticales de 19 mm hasta microvalvas de 1.6 mm.

Fabricado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico no magnético con un acabado satinado antirreflectante suave, Retractor Maker suministra el Set de Separador Greenberg no estéril y totalmente autoclavable en un estuche de esterilización perforado de 17" $\times$ 10" $\times$ 2.375" diseñado a medida, lo que garantiza la organización completa de la bandeja y una rápida rotación.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest