



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Adaptador Mayfield Ajustável

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Adaptador Mayfield Ajustável

SKU RM-AMA-1

\$1,199 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Adaptador Mayfield Ajustável	Fornecer uma plataforma de montagem segura para sistemas de fixação craniana padrão Mayfield em mesas de operação sem furos de receptáculo integrados
2	Suportes de Extremidade Ajustáveis	Fixam o adaptador nos trilhos laterais da mesa cirúrgica e acomodam diferentes larguras de mesa
Múltiplos	Furos de Montagem	Permitem ajuste lateral e posicionamento flexível da unidade base do suporte de crânio

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Adaptador Mayfield Ajustável é uma ponte de montagem essencial para mesas cirúrgicas, projetada para permitir a fixação craniana rígida em mesas de operação que não possuem orifícios de receptáculo integrados para suporte de crânio. Ao estabelecer uma conexão mecânica ultra-segura através dos trilhos laterais de acessórios da mesa, este adaptador garante que os quadros de fixação craniana mantenham rigidez absoluta, sem folgas ou deslizamentos.

Equipado com suportes de extremidade telescópicos de ajuste rápido, o Adaptador Mayfield Ajustável abrange larguras de mesa de 21.375 polegadas a 24.5 polegadas (54.3 cm a 62.2 cm) com grampos de trilho lateral de travamento positivo. Sua plataforma de barra transversal incorpora múltiplos furos de montagem usinados com precisão, permitindo que a equipe cirúrgica ajuste a unidade base do suporte de crânio lateralmente para acomodar posicionamento descentralizado do paciente, configurações tipo 'park-bench' ou alinhamentos em decúbito lateral.

Usinado em CNC a partir de ligas metálicas e de alumínio de alta resistência e grau aeronáutico com proteção anodizada de camada dura, a Retractor Maker fornece o Adaptador Mayfield Ajustável não estéril e totalmente autoclavável dentro de uma caixa de proteção de grau de exportação com inserts de espuma de alta densidade personalizados.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)