



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Autoestático Beard para Bíceps Distal

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Autoestático Beard para Bíceps Distal

SKU RM-BDBSRR-1

\$299 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
6.375" (16.19 cm)	RM-BDBSRR-1-1	\$299
7.5" (19.05 cm)	RM-BDBSRR-1-2	\$319

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El separador autoestático Beard para bíceps distal es un separador quirúrgico ortopédico especializado, diseñado específicamente para proporcionar acceso operatorio manos libres durante los procedimientos de reinserción del tendón del bíceps distal. Diseñado para trabajar en incisiones antecubitales confinadas, este instrumento retrae la piel y el tejido blando mientras protege el nervio cutáneo antebraquial lateral y las ramas del nervio radial.

Fabricado para una ergonomía refinada de las extremidades superiores, el separador autoestático Beard para bíceps distal se produce en dos longitudes seleccionables: 6.375 pulgadas (\$299) y 7.5 pulgadas (\$319). Su valva distal de 16 mm de ancho con contorno anatómico proporciona una exposición localizada y enfocada sobre la tuberosidad radial sin aplastar el tejido circundante. El diseño de mango estrecho y curvo se aleja del campo quirúrgico, maximizando la ventana de trabajo para el fresado, la colocación de anclajes de sutura y la fijación de botones corticales.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), Retractor Maker fabrica el separador autoestático Beard para bíceps distal para resistir ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, brindando a los cirujanos de medicina deportiva ortopédica y extremidades superiores una estabilidad de sujeción y durabilidad confiables.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest