



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Ayarlanabilir Mayfield Adaptörü

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ayarlanabilir Mayfield Adaptörü

SKU RM-AMA-1

\$1,199 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Ayarlanabilir Mayfield Adaptörü	Dahili yuva deliği olmayan ameliyat masalarında Mayfield tipi kraniyal fiksasyon sistemleri için güvenli bir montaj platformu sağlar
2	Ayarlanabilir Uç Braketleri	Adaptörü ameliyat masası yan raylarına sabitler ve farklı masa genişliklerine uyum sağlar
Çoklu	Montaj Delikleri	Kafatası klemp taban ünitesinin yanal ayarlanmasına ve esnek konumlandırılmasına olanak tanır

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Ayarlanabilir Mayfield Adaptörü, dahili kafatası klemp yuvası bulunmayan ameliyat masalarında rijit kraniyal fiksasyonu mümkün kılmak için tasarlanmış temel bir montaj köprüsüdür. Masanın aksesuar yan rayları boyunca son derece güvenli bir mekanik bağlantı kurarak, bu adaptör kraniyal fiksasyon çerçevelerinin boşluk veya kayma olmaksızın mutlak rijitliğini korumasını sağlar.

Hızlı ayarlanan teleskopik uç braketleri ile donatılmış olan Ayarlanabilir Mayfield Adaptörü, pozitif kilitli yan ray klempleriyle 21.375 inç ile 24.5 inç (54.3 cm - 62.2 cm) arasındaki masa genişliklerini kapsar. Üst platformu, cerrahi ekibin kafatası klemp taban ünitesini merkez dışı hasta pozisyonuna, park-bench kurulumlarına veya lateral dekubitus hizalamalarına uyum sağlayacak şekilde yanal olarak ayarlanmasına olanak tanıyan birden fazla hassas delinmiş montaj deliği içerir.

Yüksek mukavemetli uçak sınıfı metal ve alüminyum alaşımlarından CNC ile işlenmiş ve sert eloksallı korumasıyla kaplanmış olan Retractor Maker, Ayarlanabilir Mayfield Adaptörünü steril olmayan şekilde ve yüksek yoğunluklu özel köpük eklentilere sahip ihracat sınıfı koruyucu bir kutu içinde, tamamen otoklavlanabilir özellikte sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest