



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Shoulder Arthroplasty Retractor Glenoid Exposure

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Shoulder Arthroplasty Retractor Glenoid Exposure

SKU RM-SAR-GE-775-1

\$79 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Shoulder Arthroplasty Retractor Glenoid Exposure	Длина 7 ¾" (19.68 cm), лопатка 40 mm, эргономичная Т-образная рукоятка	\$79
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$79

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ретрактор Shoulder Arthroplasty Retractor Glenoid Exposure — это специализированный ортопедический хирургический инструмент, разработанный специально для создания мощного костного рычага и кругового смещения мягких тканей при тотальном и реверсивном эндопротезировании плечевого сустава. Конструкция позволяет установить инструмент за задний край суставной впадины лопатки (гленоида) и шейку плечевой кости, обеспечивая смещение проксимального отдела плеча кзади и формируя широкий визуальный коридор непосредственно к полости гленоида для развертки и установки компонентов.

Данная конфигурация Shoulder Arthroplasty Retractor Glenoid Exposure общей длиной 7 ¾ дюймов (19.68 cm, \$79) рассчитана на высокочастотные циклы автоклавирования. Инструмент изготовлен вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса. Рабочая лопатка шириной 40 mm имеет контур, позволяющий удерживать массивные капсульные и мышечные ткани без повреждения кортикального слоя кости. Встроенная эргономичная Т-образная рукоятка обеспечивает надежный захват и усиливает механический рычаг, значительно снижая утомляемость предплечья ассистента при длительной подготовке гленоида.

Инструмент поставляется в нестерильном виде, пригоден для многократной стерилизации и имеет антибликовое матовое покрытие. Retractor Maker производит Shoulder Arthroplasty Retractor Glenoid

Exposure с расчетом на высокие нагрузки в ортопедии, обеспечивая исключительную коррозионную стойкость, жесткость конструкции и полную долговечность при автоклавировании для операционных залов реконструктивной хирургии плеча и центров спортивной медицины по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest