



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Deaver W.M. Lemmon

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Deaver W.M. Lemmon

SKU RM-WMLDR-395-1

\$119 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
25 mm Lâmina Larga — 25 mm wide x 235 mm superfície de trabalho	RM-WMLDR-395-1-1	\$119
50 mm Lâmina Larga — 50 mm largura x 235 mm superfície de trabalho	RM-WMLDR-395-1-2	\$119

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Deaver W.M. Lemmon é um afastador cirúrgico de elite para cavidades profundas, projetado especificamente para proporcionar o deslocamento seguro de tecidos em grandes superfícies de vísceras abdominais, lobos pulmonares e órgãos pélvicos profundos durante procedimentos torácicos, laparotomias e cirurgias pélvicas. Projetado com uma lâmina de curvatura ampla e alongada, este instrumento permite que os assistentes cirúrgicos mantenham contra-tração constante em estruturas viscerais pesadas sem causar contusões parenquimatosas localizadas ou lacerações.

Construído para suportar ciclos de esterilização em autoclave de alta frequência sem degradação, esta configuração do Afastador Deaver W.M. Lemmon apresenta um comprimento total extraordinário de 39.5 cm (\$119) que proporciona alcance nos corredores anatômicos mais profundos. Fabricado artesanalmente a partir de Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), o comprimento da lâmina ativa mede 235 mm ao longo de sua superfície de trabalho. O instrumento oferece duas opções selecionáveis de largura de lâmina: uma configuração de 25 mm para fixação visceral focada e exposição vascular profunda, e uma configuração de 50 mm de largura para deslocamento amplo de fígado, baço ou intestinos. Seu cabo plano ergonômico proporciona alavancagem manual livre de fadiga.

Forjado com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador Deaver W.M. Lemmon para manter tolerâncias clínicas rigorosas, oferecendo rigidez estrutural excepcional, resistência à corrosão e

durabilidade total em autoclave para centros cirúrgicos de cirurgia geral, centros de trauma e unidades cardiotorácicas em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)